

strzeżona się na brzegach. Siatka można umocować na ramię; do przyczepiania powinien być zastosowany niereozbowany materiał do szycia. Szyw powinny być umieszczone co najmniej o 6,5 mm od brzegów skrawki.

Wskazania:

Operacyjne leczenie przepukliny i przypadków fascjotomii wymagających długotrwałego wzmacnienia (przykrycia).

Reakcja w tkance: Badania na zwierzętach wykazały, że po implantacji siatki może dojść do przejściowej lekkiej reakcji zapalnej, po której następuje ukracanie się cienkich warstw tkanki włóknistej, która może przerastać oka siatki i spowodować wrośnięcie siatki w okoliczny tkankę.

Przeciwwskazania: Nie są znane.

Niepożądane skutki: Podobnie jak u innych implantów istnieje zwolnione ryzyko długotrwałego podrażnienia, powstawania nowych tkanki i reakcji zapalnej na skutek niezrozumiałego powstania przekształceń.

Po zastosowaniu w zainfekowanych tkankach trzeba mieć świadomość, że infekcja może się utrzymywać przez dłuższy czas i może wtedy dojść do reakcji obronnej.

Uwaga: Przy wykorzystaniu u dzieci i młodzieży, którzy jeszcze rosną, trzeba się liczyć z tym, że siatka jest tylko nieznanie rozciągalna i dlatego nie będzie się zwiększać razem ze wzrostem pacjenta.

Z wyrobu nie wolno korzystać ponownie, ponieważ nie byłby już sterylny.

Zasady stosowania: Wyrób jest przeznaczony do użytku jednorazowego!

Nie korzystamy z wyrobu w celu opakowania!

Przed użyciem sprawdzamy czas przydatności do użycia podany na opakowaniu!

Nie korzystamy z wyrobu po upływie czasu przydatności do użycia.

Nie mówimy o nim!

Z wyrokiem mogą pracować tylko osoby przeszkoalone (lekarki, pielęgniarki).

Procedura otwierania woreczka z produktem sterylnym: Woreczek wyjmujemy z pudełka w sposób nienieruchomy, chwytym go w obie ręce i ciągnąc od siebie, otwieramy go. Dalej pracujemy już sterylnie.

Wyrob jest sterylny, materiał wyjściowy z opakowania jest przeznaczony do natychmiastowego użycia.

Przy właściwym i sterylnym postępowaniu z wyrobem, producent gwarantuje absolutną jakość tego wyrobu.

Sterylizacja: Wyrob jest sterilizowany tlenkiem etylenu.

Przechowywanie: Wyrob należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w czystych i suchych pomieszczeniach w temperaturze 10–25 °C, chronione przed światłem i działaniem jakichkolwiek oparów.

Manual de instrucciones

CHIRALEN MESH

Malla cirúrgica de polipropileno sintética, estéril e não-absorvível

Descripción del Producto: Malla cirúrgica sintética Chiralen, es trancada de fibra de polipropileno absolutamente no-absorbible y no-tíngida. A fibra tiene una superficie lisa y hidrófoba, biológicamente es totalmente inerte.

Alta elasticidad nos dos sentidos, garante bono maleabilidad e flexibilidad. Es posible cortar a malla en forma y tamaño deseados, sin que suas bordes se desfieren. Es posible fijar a malla a ferida, para fixação deve ser utilizado material que é no-tíngida e no-absorbivel.

Dos puntos devem ser colocados com pelo menos 6,5 mm de distância da borda da malha.

Indicaciones: No tratamiento quirúrgico de hernia e defectos fisiológicos que exigen el uso de largo plazo (colostomía).

Reseña dos tecidos: Estudos em animais demonstraram que, após a implantação da malha, pode haver uma leveira reação inflamatória transitoria, seguida por deposição de camadas finas de tecido fibroso, que pode crescer além das redes da malha, provocando a incorporação da malha aos tecidos circundantes.

Contra-indicaciones: Desconhecidos

Efectos colaterales: Como todos los implantes, existe a posibilidad de malformación de organo, estrangulación, reacciones inflamatorias al organo extraño, y posiblemente de aparecimiento de fistulas. Quando utilizada em tecidos inflamados, é necessário notar que a infecção pode durar por mais tempo e que pode levar a reações de defesa.

Advertencia: Quando usado em crianças e adolescentes com crescimento ainda incabado, é necessário contar com o fato de a malha é muito mais extensível e, portanto, não aumentará com o crescimento do paciente.

O produto não deve ser reutilizado, não será estéril.

Principio de manipulación: O produto é destinado para unico uso!

Não utilize o material de sutura com embalagem danificada!

Antes da utilização, verificar a data de validade indicada na embalagem!

Não utilize o produto após a data de validade!

Não esterilizar!

Somente pessoas treinadas podem trabalhar com o produto (médicos/as, enfermeiras/los)

Procedimiento para abertura de saco com produtos esterilizados: Retirar o saco da caixa não esterilizada, segure as duas mãos e abra o saco passando as mãos em sentido contrário uma da outra. A partir daí, trabalhe esterilmente.

O produto é estéril, o material deve ser esterilizado, é destinado ao uso imediato.

Quando utilizado com a devida manipulação estéril, o fabricante garante a qualidade absoluta do produto.

Esterilización: Producto esterilizado con óxido de etileno.

Almacenamiento:

Os produtos devem ser armazenados na embalagem original, em ambientes limpos e secos, a uma temperatura de 10–25 °C, protegidos da luz e influência de quaisquer vapores.

Instructiuni de utilizare

CHIRALEN MESH

Plasă chirurgicală neresorabilă din polipropilenă, sterilă

Descriere produs: Plasă chirurgicală sterilă neresorabilă formă de rețea din fibra de polipropilenă prelucrată cu suprafata netedă și hidrofobă, biologic sunt absolut inerte.

Elasticitatea ridicată în ambele direcții garantă elasticitatea bună și flexibilitatea. Această construcție permite plasăi să fie tăiată în orice formă cu dimensiunea dorită, fără a se rupe. Plasa poate fi fixată pe placă în acest scop materialul de sutură lipit și scos, a cărui temperatură este de 10–25 °C, protegându-se de la lumina soarelui.

Principiu de manipulare: Proizvod je namenjen za jednokratnu upotrebu.

Ne koristite proizvode sa ostecenim pakovanjem!

Prije upotrebe provjerite datum isteka upotrebljivosti označen na pakovanju!

Ne koristite proizvod koji ne sadrži rok isteka upotrebljivosti!

Ne vrsteš resterilizaciju!

Na materijalu ne smiju se mogu manipulirati samo oduzeti sredstvi (lekarici, medicinske sestre).

Postupak kod obrazovanja vrætska sa sterilnim proizvodom:

Vrećici izvadite iz kutije ne sterili, uhvatićem obe rukama i povlačite ih neko ruku preteći vrećici. Dolje radite već sterili.

Reakcije u težištu:

Studije na zwierzętach wykazały, że po implantacji siatki może dojść do przejściowej lekkiej reakcji zapalnej, po której następuje ukracanie się cienkich warstw tkanki włóknistej, która może przerastać oka siatki i spowodować wrośnięcie siatki w okoliczny tkankę.

Przeciwwskazania: Nie są znane.

Niepożądane skutki: Podobnie jak u innych implantów istnieje zwolnione ryzyko długotrwałego podrażnienia, powstawania nowych tkanki i reakcji zapalnej na skutek niezrozumiałego powstania przekształceń.

Po zastosowaniu w zainfekowanych tkankach trzeba mieć świadomość, że infekcja może się utrzymywać przez dłuższy czas i może wtedy dojść do reakcji obronnej.

Uwaga: Przy wykorzystaniu u dzieci i młodzieży, którzy jeszcze rosną, trzeba się liczyć z tym, że siatka jest tylko nieznanie rozciągalna i dlatego nie będzie się zwiększać razem ze wzrostem pacjenta.

Z wyrobu nie wolno korzystać ponownie, ponieważ nie byłby już sterylny.

Zasady stosowania: Wyrób jest przeznaczony do użytku jednorazowego!

Nie korzystamy z wyrobu w celu opakowania!

Przed użyciem sprawdzamy czas przydatności do użycia podany na opakowaniu!

Nie korzystamy z wyrobu po upływie czasu przydatności do użycia.

Nie mówimy o nim!

Z wyrokiem mogą pracować tylko osoby przeszkoalone (lekarki, pielęgniarki).

Procedura otwierania vrećica u pliku z produktem sterilem:

Sterotet plicu din ambalajul de aluminiu, apucati-i cu ambele mâini și trăgând în sens contrar, deschideti plicul.

Nu folosiți produsul după data expirării marcată pe ambalaj!

Nu resterilizați!

Doar persoană calificată (medic, asistent medical) pot aplica sișuri chirurgicale.

Procedura de deschidere a plicului cu produsul steril:

Sterotet plicul din ambalajul de aluminiu, apucati-i cu ambele mâini și trăgând în sens contrar, deschideti plicul.

Nu folosiți produsul după data expirării marcată pe ambalaj!

Nu resterilizați!

Doar persoană calificată (medic, asistent medical) pot aplica sișuri chirurgicale.

Reacții de la uzină:

Studii na zwierzętach wykazały, że po implantacji siatki może dojść do przejściowej lekkiej reakcji zapalnej, po której następuje ukracanie się cienkich warstw tkanki włóknistej, która może przerastać oka siatki i spowodować wrośnięcie siatki w okoliczny tkankę.

Przeciwwskazania: Nie są znane.

Niepożądane skutki: Podobnie jak u innych implantów istnieje zwolnione ryzyko długotrwałego podrażnienia, powstawania nowych tkanki i reakcji zapalnej na skutek niezrozumiałego powstania przekształceń.

Po zastosowaniu w zainfekowanych tkankach trzeba mieć świadomość, że infekcja może się utrzymywać przez dłuższy czas i może wtedy dojść do reakcji obronnej.

Uwaga: Przy wykorzystaniu u dzieci i młodzieży, którzy jeszcze rosną, trzeba się liczyć z tym, że siatka jest tylko nieznanie rozciągalna i dlatego nie będzie się zwiększać razem ze wzrostem pacjenta.

Z wyrobu nie wolno korzystać ponownie, ponieważ nie byłby już sterylny.

Zasady stosowania: Wyrób jest przeznaczony do użytku jednorazowego!

Nie korzystamy z wyrobu w celu opakowania!

Przed użyciem sprawdzamy czas przydatności do użycia podany na opakowaniu!

Nie korzystamy z wyrobu po upływie czasu przydatności do użycia.

Nie mówimy o nim!

Z wyrokiem mogą pracować tylko osoby przeszkoalone (lekarki, pielęgniarki).

Procedura otwierania vrećica u pliku z produktem sterilem:

Sterotet plicu din ambalajul de aluminiu, apucati-i cu ambele mâini și trăgând în sens contrar, deschideti plicul.

Nu folosiți produsul după data expirării marcată pe ambalaj!

Nu resterilizați!

Doar persoană calificată (medic, asistent medical) pot aplica sișuri chirurgicale.

Reacții de la uzină:

Studii na zwierzętach wykazały, że po implantacji siatki może dojść do przejściowej lekkiej reakcji zapalnej, po której następuje ukracanie się cienkich warstw tkanki włóknistej, która może przerastać oka siatki i spowodować wrośnięcie siatki w okoliczny tkankę.

Przeciwwskazania: Nie są znane.

Niepożądane skutki: Podobnie jak u innych implantów istnieje zwolnione ryzyko długotrwałego podrażnienia, powstawania nowych tkanki i reakcji zapalnej na skutek niezrozumiałego powstania przekształceń.

Po zastosowaniu w zainfekowanych tkankach trzeba mieć świadomość, że infekcja może się utrzymywać przez dłuższy czas i może wtedy dojść do reakcji obronnej.

Uwaga: Przy wykorzystaniu u dzieci i młodzieży, którzy jeszcze rosną, trzeba się liczyć z tym, że siatka jest tylko nieznanie rozciągalna i dlatego nie będzie się zwiększać razem ze wzrostem pacjenta.

Z wyrobu nie wolno korzystać ponownie, ponieważ nie byłby już sterylny.

Zasady stosowania: Wyrób jest przeznaczony do użytku jednorazowego!

Nie korzystamy z wyrobu w celu opakowania!

Przed użyciem sprawdzamy czas przydatności do użycia podany na opakowaniu!

Nie korzystamy z wyrobu po upływie czasu przydatności do użycia.

Nie mówimy o nim!

Z wyrokiem mogą pracować tylko osoby przeszkoalone (lekarki, pielęgniarki).

Procedura otwierania vrećica u pliku z produktem sterilem:

Sterotet plicu din ambalajul de aluminiu, apucati-i cu ambele mâini și trăgând în sens contrar, deschideti plicul.

Nu folosiți produsul după data expirării marcată pe ambalaj!

Nu resterilizați!

Doar persoană calificată (medic, asistent medical) pot aplica sișuri chirurgicale.

Reacții de la uzină: